

MIKROSKOPIO BAT UR TANTA BATEKIN

1



Aluminiozko lata

2



Lata moztu


3



Aluminiozko tira

Izkina batean
zulotxo bat egin

5





Zulotxoaren inguruan
ezkoztatu

4

Latazko tira tolestu

Zulotxoaren inguruan
kedartu



6

Egurrezko
zotz

Ur tanta

Lagin

Igogailu

Goma elastikoa

Plastiko garbia
beheko partetik
argia sartzeko

Ur tanta bat zulotxoan jarri

Paperezko muki-painelua

Porta

lagin

Tantatik ur pitin bat kendu
handiagotzenak murrizteko